



## PowerLink 3 - Umfeldsteuerung für Schwerstbehinderte

Damit kann der Nutzer über verschiedene Taster oder Sensoren Geräte in seinem Umfeld an- oder ausschalten. Dieses einfache Gerät dient auch zur Kommunikationsanbahnung.



- 2 Schaltereingänge
- 2 unabhängig voneinander schaltbare Ausgänge (220 V Netz)
- Anschluss erfolgt jeweils über 3,5-mm-Klinkenstecker
- Drehregler für Zeiteinstellung je nach Moduswahl  
(1 bis max. 60 Sek. bzw. 1 bis max. 60 Minuten)
- 4 Betriebsmodi für Stromfluss einstellbar
  - Zeit in Sekunden,
  - Zeit in Minuten,
  - Direkt (Strom fließt, solange gedrückt wird)
  - Rastfunktion (Anschalten nach erstem Drücken, Ausschalten beim nächsten Drücken).