



Angepasste Rollkugel als Maus-Ersatz

Bei leichten Störungen der Feinmotorik, die die Nutzung einer Maus schwierig oder auch unmöglich machen, hilft oft schon eine **Rollkugel**.



Best.-Nr.: ma-tb-13u

Der Vorteil der Rollkugel ist, dass die Positionierung des Mauscursor getrennt von der Tastenauslösung erfolgen kann. Wenn der gewünschte Punkt mit dem Mauscursor erreicht ist, wird die Kugel losgelassen und eine Taste betätigt. Dadurch vermeidet man das Verreißen der Cursor-Position bei der Tastenbetätigung.

Bei dieser Rollkugel mit vier Tasten, (Schnittstelle PS/2 oder USB) sind alle Tasten über die mitgelieferte Software programmierbar. Damit kann man das **Rasten der Maustaste** oder auch den schwierigen **Doppelclick** einfach ausführen.

Die Rollkugel ist auch ohne Abdeckmaske lieferbar.
Die Abdeckmaske schützt vor Fehlbetätigungen der Tasten.

Die Handballenauflage wird bei Bedarf angesteckt, sie gibt der Hand eine zusätzliche Entlastung.



Optional sind auch Klinkenbuchsen zum Anschluss von externen Tastern möglich, die dann z.B. mit dem Kopf oder Fuß betätigt werden können.

Die individuell günstigste Variante sollte immer durch eine Erprobung ermittelt werden.

Bestellnummern:

Rollkugel ohne Abdeckmaske ma-tb-11u
Rollkugel mit Abdeckmaske ma-tb-13u